



معیارهای پذیرش و نحوه برخورد با موارد مشکل دار نمونه عضله جنین

معیار پذیرش	مورد بررسی
<p>بیش از ۷۲ ساعت از مرگ جنین نگذشته باشد.</p> <p>جهت کشت نمونه عضله یا محصول سقط باید داخل محلول HamF10 یا نرمال سالین باشد از قرار دادن نمونه در محلول فرمالین خودداری گردد. ظروف، قیچی و تمام پروسه برداشت نمونه باید در شرایط استریل باشد.</p> <p>جهت تست هایی که نیاز به DNA وجود دارد از خشک شدن نمونه جلوگیری شود و تا زمانیکه نمونه لیز نشده باشد امکان کار روی نمونه وجود خواهد داشت.</p>	الزامات نحوه انتقال
حداقل اندازه نخود و فاقد چربی	مقدار نمونه

نحوه برخورد	اشکال یافت شده
<p>تکمیل فرم ثبت مغایرت مدارک و نمونه، ارسال نامه به مرکز ارسال کننده و اطلاع رسانی درخصوص امکان عدم جوابدهی، دریافت نامه کتبی از طرف قرارداد مبنی بر انجام تست با وجود امکان عدم جوابدهی، پذیرش نمونه</p>	عدم رعایت شرایط



TE-PAA-IN-005/00

اولین دارنده استاندارد بین المللی آزمایشگاه های پزشکی ISO 15189 در ایران